

# 尿一般・便潜血・精液検査：基準値一覧

2016年10月1日改訂

項目	基準値	単位	採取容器	時間外対応	備考(注意事項)	測定原理
<b>尿定性</b>						
比重	1.008～1.030		尿一般・沈渣		採取後 <b>4時間以内</b> に提出	反射型屈折率測定法
白血球	(-)					白血球エステラーゼ法
ウロビリノーゲン	NORMAL					アゾカップリング法
蛋白	(-)					蛋白誤差法
PH	5.0～7.4					pH指示薬法
潜血	(-)					ヘモグロビン接触活性法
ケトン体	(-)					ニトロプルシドナトリウム法
ビリルビン	(-)					アゾカップリング法
糖	(-)					グルコースオキシダーゼ法
亜硝酸塩	(-)					グリース法
<b>尿沈渣</b>						
赤血球	0～4	/HPF	尿一般・沈渣		採取後 <b>4時間以内</b> に提出	フローサイトメリー法または目視法
白血球	0～4	/HPF				フローサイトメリー法または目視法
<b>便潜血</b>						
便潜血	0～60	ng/mL	専用容器		<b>冷蔵保存で1週間安定</b>	金コロイド比色法
<b>精液</b>						
精液量	1.5以上	mL			<b>要予約</b>	
精子濃度	15以上	×10 <sup>6</sup> /mL				
運動率	40以上	%				
正常形態	15以上	%				